

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lgr6 Pour Wb Et Elisa - Q9Hbx8

Numéro d'article: CM0029728

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le LGR6 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec le LGR6 humain, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur les cellules souches et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LGR6 Lapin pAb
Remarques/Alias	GPCR; VTS20631; LGR6
Espèce	Humain
GeneID	59352
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-510 du LGR6 humain (NP_001017403.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HBX8
Poids moléculaire	104kDa
Expédition	Sac de glace