

Anticorps Monoclonal Anti-Lhb De Lapin Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P01229

Numéro d'article: CM0009430

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la sous-unité bêta de l'hormone lutéinisante humaine (LHB). Adapté pour immunofluorescence, immunohistochimie et ELISA. Idéal pour les études d'endocrinologie reproductive.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LHB Rabbit mAb
Remarques / Alias	CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3972
GeneID	3972
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 21-141 de la LHB humaine (NP_000885.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01229
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace