

## Anticorps Monoclonal Anti-Lh(Cga/Lhb) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01215 / P01229

Numéro d'article: CM0006671



### Introduction

CamelBio propose un anticorps monoclonal de lapin ciblant la LH humaine (CGA/LHB), adapté aux applications WB, IHC-P et ELISA. Conçu pour les chercheurs en DIV développant des dosages des hormones reproductives.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | mAb de lapin anti-LH(CG/LHB)                                                                 |
| Remarques/Alias                  | HCG ; LHA ; FSHA ; GPA1 ; GPHa ; TSHA ; GPHA1 ; CG-ALPHA ; LH(CG/LHB)                        |
| Espèce                           | Humaine                                                                                      |
| GeneID (humain)                  | 1081/3972                                                                                    |
| GeneID                           | 1081/3972                                                                                    |
| Immunogène                       | Protéines recombinantes englobant les acides aminés 25 à 116 de la CGA et de la LHB humaines |
| Source                           | Lapin                                                                                        |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                        |
| Application                      | WB, IHC-P, ELISA                                                                             |
| Réactivité croisée               | Humaine                                                                                      |
| SWISS                            | P01215/P01229                                                                                |
| Poids moléculaire de la protéine | 13 kDa/15 kDa                                                                                |
| Expédition                       | Sac réfrigérant                                                                              |