

Anticorps Polyclonal Anti-Lhcgr Pour Wb, If-P, Elisa - P22888

Numéro d'article: CM0020050



Introduction

pAc de Lapin LHCGR pour WB, IF-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour les études du récepteur de l'hormone lutéinisante-choriogonadotrope en biologie de la reproduction et la fonction thyroïdienne. SWISS : P22888.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc de Lapin LHCGR
Remarques/Alias	LHCGR; HHG; LCGR; LGR2; LH/CG-R; LH/CGR; LHR; LHRHR; LSH-R; ULG5; récepteur de l'hormone lutéinisante-choriogonadotrope
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3973
ID de Gène	3973
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P22888
Poids Protéique	71kDa/78kDa
Expédition	Sac de glace