

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lhcgr Pour Wb, If-P, Elisa - P22888

Numéro d'article: CM0026186



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LHCGR validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réagit avec le LHCGR humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des gonadotropines et de l'endocrinologie reproductive. Immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LHCGR Rabbit pAb
Remarques / Alias	HHG; LHR; LCGR; LGR2; ULG5; LHRHR; LSH-R; LH/CGR; LH/CG-R; LHCGR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3973
GeneID	3973
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-360 du LHCGR humain (NP_000224.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22888
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace