

Anticorps Polyclonal Anti-Lhpp Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H008

Numéro d'article: CM0014557



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la LHPP humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de la souris et du rat. La LHPP est une phosphatase des phosphohistidines/phospholysines impliquée dans le métabolisme. Convient aux études sur le cancer et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LHPP Rabbit pAb
Remarques/Alias	HDHD2B ; LHPP
Espèce	Humaine
GeneID	64077
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 270 de la LHPP humaine (NP_071409.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9H008
Poids moléculaire	29 kDa
Expédition	Sac de glace