

Anticorps Polyclonal Anti-Lhx1 Pour Wb Et Elisa - P48742

Numéro d'article: CM0022374

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LHX1 adapté aux applications de Western blot et d'ELISA. Reconnaît le LHX1 humain avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Utile pour l'étude de la régulation transcriptionnelle et du développement du mésoderme. UniProt P48742.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LHX1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LIM1 ; LIM-1 ; LHX1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3975
GeneID	3975
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre l'acide aminé 300 et l'extrémité C-terminale du LHX1 humain (NP_005559.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P48742
Poids moléculaire	45 kDa
Expédition	Sac de glace