

Anticorps Polyclonal Anti-Lhx1 Pour Wb, Elisa - P48742

Numéro d'article: CM0021512

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine LHX1 (LIM1) humaine, validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche en biologie du développement et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LHX1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LIM1; LIM-1; LHX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3975
GeneID	3975
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-180 de la LHX1 humaine (NP_005559.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48742
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace