

Anticorps Monoclonal Anti-Lhx3 Pour Wb, Elisa - Q9Ubr4

Numéro d'article: CM0003493

Introduction

Anticorps monoclonal anti-LHX3 de lapin validé pour WB et ELISA. Détecte le LHX3 humain, de souris et de rat, un facteur de transcription clé pour le développement hypophysaire et neuronal. PM 43 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LHX3 Lapin mAb
Remarques / Alias	LIM3; CPHD3; M2-LHX3; LHX3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8022
GeneID	8022
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 250-350 de LHX3 humain (Q9UBR4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBR4
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace