

Anticorps Polyclonal Anti-Lhx4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q969G2

Numéro d'article: CM0029512



Introduction

Le pAc LHX4 Lapin est un anticorps polyclonal validé pour WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Il cible la protéine LIM/homeobox Lhx4, un facteur de transcription impliqué dans le développement pulmonaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LHX4 Lapin pAb
Remarques/Alias	CPHD4; LHX4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	89884
ID de Gène	89884
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 121-390 du LHX4 humain (NP_203129.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969G2
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace