

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lhx5 Pour Wb Et Elisa - Q9H2C1

Numéro d'article: CM0019736

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LHX5 pour WB et ELISA, réagissant avec l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine LIM/homeobox Lhx5 (44 kDa, Q9H2C1), un régulateur de la différenciation neuronale. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin LHX5
Remarques/Alias	LHX5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64211
GeneID	64211
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-180 de LHX5 humain (NP_071758.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H2C1
Poids protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace