

Anticorps Polyclonal Anti-Lhx6 Pour Wb, Elisa - Q9Upm6

Numéro d'article: CM0029008

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LHX6 validé pour WB et ELISA. Reconnaît le LHX6 humain, murin et de rat. Idéal pour étudier le développement des interneurons GABAergiques et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LHX6 pAb de lapin
Remarques/Alias	hLHX6, LHX6.1, LHX6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	26468
ID du gène	26468
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-392 du LHX6 humain (NP_055183.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UPM6
Poids protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace