

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lhx6 Pour Wb, Elisa - Q9Upm6

Numéro d'article: CM0021173

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LHX6 validé pour WB et ELISA sur échantillons humains. LHX6 est un facteur de transcription LIM-homeobox critique pour la migration des interneurones et le développement cortical. Convient pour la recherche en neurosciences et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LHX6 Lapin pAb
Remarques/Alias	LHX6; LHX6.1; LIM homeobox 6
Espèce	Humain
GeneID	26468
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 de LHX6 humain (NP_001229263.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9UPM6
Poids Protéique	19kDa/38kDa/40kDa/41kDa/43kDa
Expédition	Sac de glace