

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lhx8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q68G74

Numéro d'article: CM0018248

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LHX8 validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte le LHX8 humain, un facteur de transcription LIM-homéobox impliqué dans la différenciation neuronale et mésenchymateuse. Convient aux études en neurosciences et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LHX8 pAb de lapin
Remarques/Alias	LHX7 ; LHX8
Espèce	Humaine
ID du gène	431707
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 du LHX8 humain (NP_001001933.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q68G74
Poids moléculaire	39 kDa
Expédition	Sac réfrigérant