


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lhx9 Pour Wb, Elisa - Q9Nq69

Numéro d'article: CM0014848



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LHX9 humain, adapté à la WB et à l'ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. LHX9 est une protéine LIM/homeobox impliquée dans le développement des gonades.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LHX9 pAb de lapin
Remarques/Alias	LHX9
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	56956
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 70 du LHX9 humain (NP_064589.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NQ69
Poids moléculaire de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace