

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lif Pour Wb, Elisa - P09056

Numéro d'article: CM0019993



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin validé dirigé contre le facteur inhibiteur de la leucémie (LIF) de souris pour WB et ELISA, idéal pour l'étude de l'auto-renouvellement des cellules souches embryonnaires et de l'implantation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lif Rabbit pAb
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3976
GeneID	16878
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-203 de Lif de souris (NP_032527.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P09056
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace