


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lifr Pour Wb, Elisa - P42702

Numéro d'article: CM0017879



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le LIFR humain, adapté pour le transfert Western (Western blotting) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Cible le récepteur du facteur inhibiteur de la leucémie, une sous-unité transductrice de signal impliquée dans les complexes de récepteurs de cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LIFR Lapin pAb
Remarques/Alias	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R; LIFR
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3977
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-700 du LIFR humain (NP_002301.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P42702
Poids moléculaire	124kDa
Expédition	Sac de glace