

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lig1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P18858

Numéro d'article: CM0022692



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ADN ligase 1 humaine (LIG1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA, avec réactivité croisée avec l'humain et la souris. LIG1 joue un rôle clé dans la réparation, la réplication et la recombinaison de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LIG1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LIG1; IMD96; hLig1; LIG1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	3978
GeneID	3978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 565-790 de la LIG1 humaine (NP_000225.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P18858
Poids protéique	102 kDa
Expédition	Sachet de glace