

Anticorps Monoclonal Anti-Lilra2/Cd85H Pour If/Icc, Fc - Q8N149

Numéro d'article: CM0010981



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-LILRA2 humain conjugué à I', destiné à l'immunofluorescence et à la cytométrie en flux. Cible le récepteur immunitaire inné ILT-1 ; validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Homme LILRA2/CD85h AcM
Remarques / Alias	ILT1 ; LIR7 ; CD85H ; LIR-7
Espèce	Humain
GeneID	11027
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-449 de LILRA2/CD85h humain (NP_001124389.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N149
Poids protéique	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
Expédition	Sac de glace