

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Lilra2/Cd85H Pour If/Icc, Fc, Elisa - Q8N149

Numéro d'article: CM0009268



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-LILRA2/CD85h validé pour IF/ICC, FC, ELISA. Réagit spécifiquement avec le LILRA2 humain (UniProt Q8N149). Convient pour les applications de recherche sur l'immunité innée et les infections microbiennes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LILRA2/CD85h mAb Lapin
Remarques/Alias	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11027
GeneID	11027
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-449 du LILRA2/CD85h humain (NP_001124389.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8N149
Poids Protéique	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
Expédition	Sac de glace