


Anticorps Monoclonal Anti-Lilrb1/Cd85J/Ilt2 Pour Wb, Fc, Elisa - Q8Nhl6

Numéro d'article: CM0006854



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine LILRB1 (CD85j/ILT2) humaine, validé pour Western blot, cytométrie en flux et ELISA. Récepteur inhibiteur du CMH de classe I ; adapté aux études sur les points de contrôle immunitaire et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LILRB1/CD85j/ILT2 mAb de lapin
Remarques / Alias	ILT2 ; LIR1 ; MIR7 ; PIRB ; CD85j ; ILT-2 ; LIR-1 ; MIR-7 ; PIR-B ; LILRB1/CD85j/ILT2
Espèce	Humaine
GeneID	10859
Immunogène	Protéine recombinante de LILRB1/CD85j/ILT2 humain
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8NHL6
Poids de la protéine	49KDa / 70KDa / 71KDa
Expédition	Sachet de glace