

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lilrb2/Cd85D/Ilt4 Pour Wb/Elisa - Q8N423

Numéro d'article: CM0013087



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la LILRB2 humaine (CD85d/ILT-4), validé pour le WB et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la tolérance immunitaire, de l'interaction avec HLA-G et de la signalisation du récepteur dans les monocytes et les cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LILRB2/CD85d/ILT4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10; LILRB2/CD85d/ILT4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10288
GeneID	10288
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 479-598 de la LILRB2/CD85d/ILT4 humaine (NP_005865.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N423
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sachet de glace