


Anticorps Polyclonal Anti-Lilrb3 Pour Wb, Elisa - 075022

Numéro d'article: CM0020716



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le LILRB3 humain (ILT5/CD85a), validé en WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. LILRB3 est un récepteur inhibiteur sur les cellules B et les monocytes, régulant à la baisse l'activation. Convient pour la recherche immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LILRB3 Lapin pAb
Remarques/Alias	HL9; ILT5; LIR3; PIRB; CD85A; ILT-5; LIR-3; PIR-B; LILRA6; LILRB3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	11025
ID de Gène	11025
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	075022
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace