

Anticorps Polyclonal Anti-Lilrb4 Pour Wb, Ihc, If, Elisa - Q8Nhj6

Numéro d'article: CM0025419



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le LILRB4 humain (ILT3/CD85K), adapté pour WB, IHC-P, IF-P, ELISA ; détecte l'humain, la souris, le rat. Cible un récepteur immunitaire inhibiteur pour les études de tolérance et d'immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LILRB4 Lapin pAb
Remarques/Alias	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5; LILRB4
Espèce	Humain
ID de Gène	11006
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NHJ6
Poids Protéique	49kDa
Expédition	Sac de glace