

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lim Kinase 1 (Limk1) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P53667

Numéro d'article: CM0006715



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de grade IVD contre la LIM kinase 1 (LIMK1) pour Western Blot, IHC-P et ELISA. Détecte la LIMK1 humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette d'actine et la transduction de signaux.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb de lapin contre LIM kinase 1 (LIMK1)                                                                                                       |
| Remarques / Alias    | LIMK1; LIMK; LIMK-1; LIM domain kinase 1; LIM kinase 1 (LIMK1)                                                                                 |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                         |
| ID du gène (humain)  | 3984                                                                                                                                           |
| ID du gène           | 3984                                                                                                                                           |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 630 et 647 de la LIM kinase 1 (LIMK1) humaine (NP_002305.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                          |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                            |
| SWISS                | P53667                                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 33kDa/68kDa/70kDa/72kDa                                                                                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                   |