

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lim2 Pour Wb Et Elisa - P55344

Numéro d'article: CM0024978



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine LIM2 (MP19) humaine, validé pour WB et ELISA. Adapté à la recherche sur le développement du cristallin et la cataractogenèse sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	LIM2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MP17, MP19, CTRCT19, LIM2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	3982
GeneID	3982
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-110 de la LIM2 humaine (NP_085915.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55344
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace