

Anticorps Polyclonal Anti-Limch1 Pour Wb, Elisa - Q9Upq0

Numéro d'article: CM0022121

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LIMCH1 de haute qualité pour les applications Western blot et ELISA. Validé sur des échantillons humains. Cible la protéine associée aux fibres de stress d'actine qui régule la migration et l'adhésion cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LIMCH1 pAb de lapin
Remarques / Alias	LM07B; LIMCH1A; LIMCH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22998
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-450 de la LIMCH1 humaine (NP_001106189.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UPQ0
Poids de la protéine	122kDa
Expédition	Sachet réfrigérant