


Anticorps Polyclonal Anti-Lims1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P48059

Numéro d'article: CM0017114



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine LIMS1 (PINCH1), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Adapté aux échantillons humains et de souris. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LIMS1 pAb de lapin
Remarques / Alias	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3987
GeneID	3987
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-325 de la protéine humaine LIMS1 (NP_001180417.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P48059
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace