

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lims1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P48059

Numéro d'article: CM0030815



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le LIMS1 humain (PINCH-1). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur les adhérences focales et la migration cellulaire. 37kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LIMS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3987
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-325 du LIMS1 humain (NP_001180417.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48059
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace