

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lin28A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H9Z2

Numéro d'article: CM0027786



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LIN28A de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Cible le LIN28A humain et de souris, un régulateur clé de la pluripotence et de la biogenèse des miARN. Idéal pour la recherche sur les cellules souches et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LIN28A Lapin pAb
Remarques/Alias	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A; LIN28A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79727
GeneID	79727
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-209 du LIN28A humain (NP_078950.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H9Z2
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace