


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lin28B Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q6Zn17

Numéro d'article: CM0012596



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine LIN28B humaine, validé pour WB, IP, IHC-P et ELISA. LIN28B est un régulateur clé de la biogenèse des microARN, essentiel pour la pluripotence des cellules souches et la progression du cancer. Idéal pour les applications diagnostiques et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-LIN28B
Remarques/Alias	CSDD2 ; LIN28B
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	389421
ID du gène	389421
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 163 de la protéine LIN28B humaine (Q6ZN17)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q6ZN17
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace