

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lin7C Pour Wb Et Elisa - Q9Nup9

Numéro d'article: CM0023677



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LIN7C validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec la protéine LIN7C (Q9NUP9) humaine, de souris et de rat. Convient à l'étude de la polarité cellulaire, du trafic membranaire et de l'organisation synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LIN7C Rabbit pAb
Remarques / Alias	MALS3; VELI3; LIN-7C; MALS-3; LIN-7-C; LIN7C
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (humain)	55327
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 70 de la protéine LIN7C humaine (NP_060832.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q9NUP9
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace