

Anticorps Polyclonal Anti-Lin9 Pour Wb, Elisa - Q5Tka1

Numéro d'article: CM0024434



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LIN9 humain (TGS, BARA), validé pour WB et ELISA. Adapté aux échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et les suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LIN9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TGS; BARA; TGS1; TGS2; Lin-9; BARPsv; LIN9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	286826
GeneID	286826
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-470 du LIN9 humain (NP_775106.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5TKA1
Poids protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace