

Anticorps Polyclonal Anti-Lingo1 Pour Wb, Elisa - Q96Fe5

Numéro d'article: CM0024874



Introduction

LINGO1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine LINGO1 humaine (Q96FE5), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris, adapté aux études sur la régénération axonale et la myélinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LINGO1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LERN1, MRT64, LRRN6A, UNQ201, LINGO1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84894
GeneID	84894
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-240 de la protéine LINGO1 humaine (NP_116197.4).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96FE5
Poids protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace