

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lins1 Pour Wb, Elisa - Q8Ng48

Numéro d'article: CM0014439

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-LINS1 validé pour WB et ELISA. Réagit avec la protéine LINS1 humaine, souris et rat (86 kDa). Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et le handicap intellectuel.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LINS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LINS; MRT27; WINS1; LINS1
Espèce	Humain
GenelD	55180
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 541-700 du LINS1 humain (NP_001035706.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NG48
Poids Moléculaire	86kDa
Expédition	Sac de glace