


Anticorps Polyclonal Anti-Lipa Pour Wb, Elisa - P38571

Numéro d'article: CM0030089



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la LIPA humaine (lipase acide lysosomale), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme des lipides et les troubles de stockage lysosomal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LIPA Lapin pAb
Remarques/Alias	LAL ; CESD ; LIPA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3988
GeneID	3988
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-399 de la LIPA humaine (NP_001121077.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P38571
Poids protéique	45 kDa
Expédition	Sac de glace