

Anti-Lipc (Lipase Triacylglycérol Hépatique) Anticorps Polyclonal Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - P11150

Numéro d'article: CM0017075

Introduction

Anticorps polyclonal lapin de haute qualité ciblant le LIPC humain (lipase triacylglycérol hépatique). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des lipides, le HDL et les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LIPC Lapin pAb
Remarques/Alias	HL; HTGL; LIPH; HDLCQ12; LIPC
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3990
ID de Gène	3990
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 280-499 du LIPC humain (NP_000227.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P11150
Poids Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace