


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lipf Pour Wb Et Elisa - P07098

Numéro d'article: CM0030045



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin LIPF pour applications WB, ELISA ; reconnaît l'humain, la souris, le rat. Cible la triacylglycérol lipase gastrique (P07098) ; enzyme sécrétée pour la recherche sur le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LIPF Rabbit pAb
Remarques/Alias	GL ; HGL ; HLAL ; LIPF
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8513
ID du gène	8513
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 219-398 de la LIPF humaine (NP_004181.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07098
Poids protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace