

## Anticorps Polyclonal Anti-Lipg Pour Wb, Elisa - Q9Y5X9

Numéro d'article: CM0023184

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la lipase endothéliale humaine (LIPG). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des lipides et les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | LIPG Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias    | EL; EDL; PRO719; LIPG                                                                                                       |
| Espèce             | Humain                                                                                                                      |
| ID de gène         | 9388                                                                                                                        |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 251-500 du LIPG humain (NP_006024.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée | Humain, Souris                                                                                                              |
| SWISS              | Q9Y5X9                                                                                                                      |
| Poids moléculaire  | 57kDa                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                |