

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Liph Pour Wb Et Elisa - Q8Wwy8

Numéro d'article: CM0018748

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la LIPH humaine (lipase membre H), une phospholipase A1 sélective de l'acide phosphatidique. Adapté pour le Western blotting (WB) et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Soutient les études sur le métabolisme lipidique et la biologie des cheveux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-LIPH de lapin
Remarques / Alias	AH ; LAH2 ; ARWH2 ; HYPT7 ; LPDLR ; PLA1B ; mPA-PLA1 ; LIPH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	200879
GeneID	200879
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 de la LIPH humaine (NP_640341.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WWY8
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace