

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lipine 1 Pour Wb Et Elisa - Q14693

Numéro d'article: CM0016719

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Lipine-1 humaine (LPIN1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat, idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique et l'adipogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lipin 1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	PAP1 ; Lipin 1
Espèce	Humain
GenelD	23175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 261-414 de la Lipine 1 humaine (NP_663731.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14693
Poids Moléculaire Protéique	99 kDa
Expédition	Sac de glace