

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lipine 1 Pour Wb, Elisa - Q14693

Numéro d'article: CM0026227

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Lipine 1 humaine (LPIN1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte les espèces humaine, murine et rat. Utile pour étudier le métabolisme lipidique, la différenciation des adipocytes et la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lipin 1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PAP1 ; Lipine 1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23175
GeneID	23175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 261-414 de la Lipine 1 humaine (NP_663731.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14693
Poids moléculaire protéique	99 kDa
Expédition	Sac de glace