


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lipocaline-2/Ngal Pour Wb, Elisa - P80188

Numéro d'article: CM0027369



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Lipocaline-2/NGAL humaine (SWISS P80188). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport du fer, l'immunité et les biomarqueurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lipocaline-2/NGAL Rabbit pAb
Remarques/Alias	p25 ; 24p3 ; MSF1 ; NGAL ; Lipocaline-2/NGAL
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3934
GeneID	3934
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P80188
Poids protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace