


Polymab® Lapin Anti-Lipocaline-2/Ngal Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P80188 / P11672

Numéro d'article: CM0011812



Introduction

Anticorps monoclonal polymorphe de lapin dirigé contre la Lipocaline-2/NGAL humaine/souris. Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Convient à la recherche sur l'apoptose, l'immunité innée et le métabolisme du fer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® lapin anti-Lipocaline-2/NGAL
Remarques / Alias	p25; 24p3; MSFI; NGAL; Lipocaline-2/NGAL; AW212229; NRL; Sip24
Espèce	Humaine/Souris
GeneID (Humain)	3934
GeneID	3934/16819
Immunogène	Protéine recombinante de Lipocaline-2/NGAL humaine/souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P80188/P11672
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac isotherme