

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lipoprotéine Lipase (Lpl) Pour Wb, Elisa - P06858

Numéro d'article: CM0008438



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la lipoprotéine lipase humaine (LPL, P06858). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur le métabolisme des lipides et les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lipoprotéine lipase (LPL) mAb de lapin
Remarques/Alias	LIPD; HDLCQ11; Lipoprotéine lipase (LPL)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4023
GeneID	4023
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 376-475 de la lipoprotéine lipase humaine (LPL) (P06858).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P06858
Poids moléculaire	53kDa
Expédition	Sac de glace