

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lipoprotéine Lipase (Lpl) Pour Wb, Elisa - P06858

Numéro d'article: CM0022265



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la lipoprotéine lipase (LPL) humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme lipidique et cardiovasculaire. SWISS : P06858.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lipoprotéine lipase (LPL) pAc Lapin
Remarques/Alias	LIPD; HDLCQ11; Lipoprotéine lipase (LPL)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4023
ID de gène	4023
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 124-475 de la lipoprotéine lipase humaine (Lipoprotéine lipase (LPL)) (NP_000228.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06858
Poids moléculaire	53kDa
Expédition	Sac de glace