


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Lis1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43034

Numéro d'article: CM0011212



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-LIS1 (PAFAH1B1) pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat ; il détecte une protéine de 47 kDa impliquée dans la régulation de la dynéine et la migration neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LIS1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	MDS ; LIS1 ; LIS2 ; MDCR ; NudF ; PAFAH
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5048
Identifiant du gène	5048
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la protéine LIS1 humaine (P43034).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43034
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac isotherme