


Anticorps Polyclonal Anti-Lkb1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q15831

Numéro d'article: CM0021725



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LKB1 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, de souris et de rat. Cible le suppresseur de tumeur STK11 (Q15831), idéal pour les études sur le métabolisme, la polarité et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LKB1 Rabbit pAb
Remarques/alias	PJS ; LKB1 ; hLKB1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6794
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 134-433 de la LKB1 humaine (NP_000446.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q15831
Poids moléculaire	49 kDa
Expédition	Sac de glace