


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Lkb1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15831

Numéro d'article: CM0004747



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-LKB1 (STK11) humain validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IP et l'ELISA. Détecte le LKB1 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme, la polarité cellulaire et les suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validated] LKB1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PJS; LKB1; hLKB1; B1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6794
ID de Gène	6794
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 134-433 du LKB1 humain. (NP_000446.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15831
Poids Protéique	49kDa
Expédition	Sac de glace