

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-LLGL1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15334

Numéro d'article: CM0018751



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LLGL1 validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la LLGL1 humaine, murine et de rat, une protéine de polarité cellulaire de 115 kDa impliquée dans la suppression tumorale et le neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | LLGL1 Lapin pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias    | DLG4; HUGL; LLGL; Lgl1; Mgl1; HUGL1; HUGL-1; LLGL1                                                                             |
| Espèce             | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)    | 3996                                                                                                                           |
| GeneID             | 3996                                                                                                                           |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de la LLGL1 humaine (NP_004131.3) |
| Source             | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                       |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS              | Q15334                                                                                                                         |
| Poids moléculaire  | 115kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                   |